



VER MÁS

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia

+48 89 675 26 00 @ export@draminski.com

Follow us:    

www.draminski.com

PARA LOS MEJORES
CRIADORES DE GANADO

PERFECTO PARA EL TRABAJO EN EL CAMPO


DETECTORES DE CELO

El detector de celo ayuda a los criadores a determinar el momento exacto del ciclo estral en el que ocurre la ovulación (también en casos de celo silencioso).

Características principales:

- Pantalla grande con retroiluminación LED de bajo consumo
- Seguro para animales y personas
- No requiere calibración periódica
- Memoria para 250 animales y 200 mil mediciones con fecha y hora
- Garantía de 2 años

El detector de celo está disponible en versiones para: vacas y yeguas | cerdas | ovejas y cabras



Ejemplos de los cambios típicos en la resistencia eléctrica del moco vaginal registrados por el detector de celo DRAMINSKI


DETECTORES DE MASTITIS

Dispositivo para detectar mastitis subclínica en su etapa inicial e invisible.

Características principales:

- Pantalla grande con retroiluminación LED de bajo consumo
- Seguro para animales y personas
- No requiere calibración periódica
- Memoria para 250 animales y 200 mil mediciones con fecha y hora
- Puerto USB
- Garantía de 2 años

PARA OBTENER RESULTADOS MÁS FIALES, LOS PRIMEROS CHORROS DE LECHE DEBEN UTILIZARSE DIRECTAMENTE EN EL VASO DE MEDICIÓN



Ejemplos de cambios típicos en la resistencia eléctrica de la leche


DETECTORES DE PREÑEZ

Detector de preñez por ultrasonido es una ayuda invaluable en la cría moderna. El detector brinda el máximo apoyo a criadores, asesores y veterinarios para realizar un diagnóstico preciso que confirme o descarte la preñez.

Características principales:

- Diagnóstico temprano
- Fácil de usar
- Alta tasa de eficacia (casi el 100%)
- Fácil desinfección

El detector de preñez está disponible en versiones para: cerdas | ovejas y cabras



Especie animal	Días de examen (desde - hasta)	Día óptimo de examen
cerda	18 - 75 días	25 - 30 días
oveja	50 - 100 días	70 días
cabra	40 - 100 días	60 - 70 días

Demostración de la aplicación correcta de la sonda y del momento óptimo para la prueba

ECÓGRAFOS




ANIMAL PROFI 2

Ecógrafo portátil para el control del proceso reproductivo de los animales.

Características principales:

- Procesamiento posterior de imágenes
- Dimensiones reducidas
- Larga duración de la batería
- Imagen perfecta incluso a plena luz del sol
- Transferencia de datos a PC




SONOFARM MINI

Sistema de ultrasonido portátil para la detección rápida de preñez.

Características principales:

- Perfecto para el trabajo en campo
- Sondas intercambiables
- Diagnóstico rápido
- Fácil de usar
- Dedicado a criadores, inseminadores y veterinarios



- 1 Sonda rectal mecánica larga
- 2 Sonda mecánica tipo "Down Fire"
- 3 Sonda rectal mecánica
- 4 Sonda abdominal mecánica



- 1
- 2
- 3
- 4