


IMAGENES DIAGNÓSTICAS

v.1987150526ES

DRAMIŃSKI
TECHNOLOGY

ECÓGRAFO PORTÁTIL



VER MÁS

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia

+48 89 675 26 00 @ sales@draminski.com

Siganos:

www.draminski.es

iScan 3

Versátil y moderno

www.draminski.es

iScan 3

ECÓGRAFO PORTÁTIL



VERSATILIDAD

Una gama en constante expansión de sondas compatibles ofrece flexibilidad en el enfoque al paciente. El iScan 3 es una herramienta ideal para:


- Exámenes del sistema reproductivo
- Diagnóstico de la irrigación sanguínea del cuerpo lúteo
- Diagnóstico y monitoreo de la gestación
- Determinación de la viabilidad y sexaje fetal
- Exámenes pulmonares, digestivos, del sistema mamario y locomotor

Una guía especial también permite realizar procedimientos para OPU



iScan 3
Su herramienta para un diagnóstico veterinario avanzado

Dimensiones: 27 x 18 x 7 cm
Peso: 2,6 kg con sonda y batería



Cubierta protectora del puerto de entrada conexión para sondas



Tiempo de funcionamiento continuo con carga completa de hasta 4 horas



iScan 3



El kit incluye:

- Ecógrafo portátil **iScan 3**
- Sonda a elección*
- Batería
- Cargador de batería
- Correas de transporte
- Maletín de transporte
- Manual del usuario (USB)

* Por favor, elija el tipo de sonda antes de la compra

Electrónicas, de banda ancha, intercambiables:

- 156 – Convexa 5,0 MHz R50
- 181/A – Microconvexa 6,5 MHz R11
- 196 – Lineal abdominal 8,0 MHz L40
- 212 – Rectal convexa 5,0 MHz R60
- 223 – Rectal lineal 7,0 MHz L60

